


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdkn2A/P16Ink4A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P42771

Артикул: CM0003255



### введение

Высококачественное [валидировано на KO] кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CDKN2A/p16INK4a (SWISS P42771). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA, подходит для исследований клеточного цикла и функций супрессора опухолей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на KO] CDKN2A/p16INK4a кроличье mAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдонимы     | ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                           |
| GeneID                    | 1029                                                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептидный иммуноген. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 57-156 человеческого CDKN2A/p16INK4a (P42771). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                           |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                                           |
| SWISS                     | P42771                                                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 17 кДа                                                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                                    |