


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdkn2A/P16Ink4A [Валидировано Для Ко] Для Вб, Иф, Игг-Г, Ифа — P42771 / Q8N726

Артикул: CM0011426



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против CDKN2A/p16INK4a, валидированное методом подтверждения нокаута (КО). Подходит для использования в ВБ, ИФ, ИГГ-Г и ИФА с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано для КО] Кроличье моноклональное антитело к CDKN2A/p16INK4a
Примечания/Альтернативные названия	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1029
ID гена	1029
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42771/Q8N726
Молекулярная масса белка	8-17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом