


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cdkn2A/P19Arf Для Вб, Ифа - Q64364

Артикул: CM0007493



введение

CamelBio предлагает кроличью моноклональную антителу против мышиной CDKN2A/p19ARF, валидированную для ВБ и ИФА. Нацелена на опухолевый супрессор ARF, подходит для исследований клеточного цикла, апоптоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1029
GeneID	12578
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64364
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С пакетом со льдом