

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cdkn2A/P19Arf Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), If-P, Ифа (Elisa) - Q64364-1

Артикул: CM0006188

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиноного CDKN2A/p19ARF (p19ARF). Для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), IF-P, ИФА (ELISA). Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100. Перекрестная реакция: мышь. Рассчитанная молекулярная масса: 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Вид	Мышь
ID гена (человек)	1029
ID гена	12578
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиноного p19ARF (NP_034007.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64364-1
Масса белка	19 кДа
Доставка	С ледяным пакетом