

Кроличья Поликлональная Антитело К Cdkn2b Для Wb, Elisa — P42772

Артикул: CM0026581

введение

Кроличья поликлональная антитела к CDKN2B (P42772), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и генов-супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	CDKN2B Rabbit pAb
Примечания/алиасы	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	1030
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-138 человеческого CDKN2B (NP_004927.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42772
Молекулярная масса белка	15кДа
Доставка	Хладоэлемент