


Поликлональное Антитело Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42773

Артикул: CM0016173



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на CDKN2C/p18-INK4C, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Это антитело распознаёт ингибитор циклинзависимой киназы, который регулирует продвижение клеточного цикла посредством взаимодействия с CDK6/CDK4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CDKN2C/p18-INK4C
Примечания/синонимы	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Вид	Человек
GeneID (человек)	1031
GeneID	1031
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-168 человеческого CDKN2C/p18-INK4C (P42773)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P42773
Молекулярная масса белка	18 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом