


Поликлональное Антитело Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P42773

Артикул: CM0020641



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CDKN2C/p18-INK4C, валидированное для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CDKN2C/p18-INK4C
Примечания/синонимы	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Вид	Человек
GeneID (человек)	1031
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-168 человеческого CDKN2C/p18-INK4C (NP_523240.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42773
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом