


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdkn2C/P18-Ink4C Для ВБ - P42773

Артикул: CM0011179



введение

Кроличье моноклональное антитело против CDKN2C/p18-INK4C, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Распознает мишени человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии. Рекомбинантный иммуноген, 18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КД] Моноклональное кроличье антитело к CDKN2C/p18-INK4C
Примечания/Альтернативные названия	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
Вид	Человек
ID гена (человек)	1031
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–120 человеческого CDKN2C/p18-INK4C (P42773).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42773
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом