


Поликлональные Антитела К Cdkn2D Для Wb, If/Icc, Elisa - P55273

Артикул: CM0028936



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CDKN2D человека (p19-INK4d) для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с CDKN2D человека и мыши. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CDKN2D
Примечания/Синонимы	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
Вид	Человек
GeneID (человек)	1032
GeneID	1032
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-166 CDKN2D человека (NP_001791.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P55273
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом