


Поликлональные Антитела Против Cdkn3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — Q16667

Артикул: CM0019319



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CDKN3, валидированные для Вестерн-блотирования, ИHC-P, IF/ICC и ИФА. Обнаруживают антиген у человека и мыши. Идеально подходят для исследований регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против CDKN3
Примечания/алиасы	KAP; CDK1; CIP2; KAP1; CDKN3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1033
ID гена	1033
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q16667
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Хладоэлемент