

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cdsn Для Wb, Elisa - Q15517

Артикул: CM0015097

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CDSN, валидированные для вестерн-блоттинга и ELISA. Проявляют перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Предназначены для исследований эпидермального барьера и кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CDSN
Примечания/Синонимы	PSS; HTSS; PSS1; HTSS1; HYPT2; CDSN
Вид	Человек
GeneID (человек)	1041
GeneID	1041
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 человеческого CDSN (NP_001255.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15517
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет