

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P47902

Артикул: CM0012710



введение

Моноклональное антитело Cdx1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий белок Cdx1 (28 кДа), фактор транскрипции, участвующий в колоректальном раке и дифференцировке кишечника. Идеально для исследований рака и эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело (mAb) против Cdx1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1044
GeneID	1044
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка Cdx1 (P47902).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P47902
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В пакете со льдом