

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cdx2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99626

Артикул: CM0003450



введение

Высокопроизводительная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CDX2 (Q99626). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; проявляет перекрестную реактивность с мышиным CDX2. Идеально подходит для исследований эпителия кишечника, изучения колоректального рака и анализа транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] Кроличья моноклональная антитела к CDX2
Примечания/Алиасы	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1045
ID гена	1045
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CDX2 (Q99626)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99626
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С холодильным элементом