

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cdx2 Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99626

Артикул: CM0002453



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против CDX2, валидированные для WB, IP, IF-P, IHC-P и ELISA. Распознают CDX2 человека, мыши и крысы — ключевой фактор транскрипции гомеобокса в развитии и дифференцировке кишечника. Идеальны для исследований биологии кишечника и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1045
ID гена	1045
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 CDX2 человека (Q99626).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99626
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом