

Поликлональное Антитело Против Cdx4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14627

Артикул: CM0026259

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CDX4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения функции гомеобоксного белка в регуляции транскрипции в процессе развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDX4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDX4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1046
ID гена	1046
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого CDX4 (NP_005184.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14627
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом