


Поликлональные Антитела Anti-Cdy1B Для Wb, Elisa - Q9Y6F8

Артикул: CM0016053



введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого CDY1B, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают тестикулярный специфичный модификатор хроматина с активностью гистонацетилтрансферазы; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для исследований сперматогенеза и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDY1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDY; CDY1B
Вид	Человек
GeneID	253175
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-320 человеческого CDY1B (NP_001003895.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6F8
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом