

Анти-Cdyl2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N8U2

Артикул: CM0031091



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, специфичные к белку Chromodomain Y-like protein 2 (CDYL2/PCCP1). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Поддерживают исследования ядерных белков и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDYL2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PCCP1; CDYL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	124359
GeneID	124359
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-230 человеческого CDYL2 (NP_689555.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N8U2
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом