

Кролиčky Поликлональные Антитела Против Ceacam5 (Sea/Cd66E) Для Вб, Ифа - P06731

Артикул: CM0018146



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CEACAM5, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий карциноэмбриональный антиген (CEA/CD66e) с молекулярной массой ~77 кДа. Идеально подходят для исследований рака толстой кишки и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к CEACAM5
Примечания/алиасы	CEA; CD66e; CEACAM5
Вид	Человек
GeneID (человек)	1048
GeneID	1048
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35-685 человеческого CEACAM5 (NP_001278413.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06731
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодовая упаковка