

Моноклональное Антитело Против Ceacam5 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Артикул: CM0002657



введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело против человеческого CEACAM5, валидированное для применения в WB, IHC-P и ELISA. Рекомбинантный иммуноген (aa 35–685). Распознает CEA/CD66e. Подходит для исследований рака, изучения клеточной адгезии и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное мАнтитело против CEACAM5
Примечания/алиасы	CEA; CD66e; CEACAM5
Вид	Человек
ID гена (человек)	1048
ID гена	1048
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий аминокислоты 35–685 человеческого CEACAM5
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06731
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодильный пакет