

Поликлональные Антитела К Anti-Ceacam5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P06731

Артикул: CM0017060



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CEACAM5 (CEA, CD66e). Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Подходят для изучения клеточной адгезии, прогрессирования опухоли и исследований колоректальной карциномы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CEACAM5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CEA; CD66e; CEACAM5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1048
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-702 человеческого CEACAM5 (P06731)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06731
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом