

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ceacam5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P06731

Артикул: CM0005188



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CEACAM5 (CEA/CD66e), валидированное для Вестерн-блота, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий внеклеточный домен; идеально подходит для изучения клеточной адгезии, прогрессии опухолей и колоректального рака. Реагирует с человеческим материалом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CEACAM5, кроличье мКант
Примечания/алиасы	CEA; CD66e; CEACAM5
Вид	Человек
GeneID (человек)	1048
GeneID	1048
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-685 человеческого CEACAM5 (NP_004354.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06731
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Хладоэлемент