

Кроличий Моноклональный Антитело Против Ceacam5/Cd66E () Для Проточной Цитометрии - P06731

Артикул: CM0012599



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CEACAM5/CD66e (CEA) для проточной цитометрии. Обнаруживает гликопротеин массой 76 кДа, участвующий в клеточной адгезии и прогрессировании опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого CEACAM5/CD66e
Примечания/Псевдоним	CEACAM5; CD66e; CEA; молекула клеточной адгезии 5, связанная с раково-эмбриональным антигеном
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1048
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-685 человеческого CEACAM5/CD66e (NP_004354.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06731
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Сумка со льдом