


Моноклональное Анти-Сеасам6 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Парафиновых Срезах (If-P), Ифа - P40199

Артикул: CM0011333



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SEACAM6 (CD66c), валидированное для WB, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения клеточной адгезии, прогрессирования опухолей и нейтрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SEACAM6 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NCA; CEAL; CD66c; SEACAM6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4680
GeneID	4680
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 200-300 человеческого SEACAM6 (P40199)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40199
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	С ледяным пакетом