

Поликлональные Антитела Против Сеасам6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40199

Артикул: CM0026644



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CEACAM6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий и мышиный CEACAM6; подходят для изучения клеточной адгезии и прогрессирования опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CEACAM6
Примечания/Псевдоним	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4680
GeneID	4680
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-320 человеческого CEACAM6 (NP_002474.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40199
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом