

Поликлональные Антитела Против Cebp Delta/Cebpδ Для Вестерн-Блота, Ифа - P49716

Артикул: CM0018269

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка CEBP Delta/CEBPD, подходящие для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реактивность с человеческим, мышинным и крысиным белком. Иммуноген: синтетический пептид (а.к. 50-150). Идеально подходят для исследования фактора транскрипции C/EBP-дельта в иммунном ответе и дифференцировке.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	CEBP Delta/CEBPD кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1052
ID гена	1052
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого CEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49716
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С холодильным элементом