

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cebp Delta/Cebpd Для Wb, Elisa — P49716

Артикул: CM0018571

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CEBP Delta/CEBPD (P49716). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции иммунных и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CEBP Delta/CEBPD
Примечания/синонимы	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Вид	Человек
GeneID (человек)	1052
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого CEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P49716
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент