


Поликлональные Антитела Против C/EBPα Для Wb, Elisa - P49715

Артикул: CM0023518



введение

Специфичные кроличьи поликлональные антитела против C/EBPα (CEBPA), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения миелоидной дифференцировки, адипогенеза и функции печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C/EBPα Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CEBP; C/EBP-alpha; C/EBPα
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1050
GeneID	1050
Иммуноген	синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого C/EBPα (NP_004355.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P49715
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом