

Кроличья Поликлональная Антитело К Себра Для Вестерн-Блоттинга, Ифн-Образец Ткани, Игх-Парафиновый Срез, Ифа - P53566

Артикул: CM0025824

введение

Кроличья поликлональная антитело к СЕВРА от CamelBio валидирована для ВБ, ИФН-обр, ИГХ-пар, ИФА. Распознает ССАТ/энхансер-связывающий протеин альфа – фактор транскрипции, необходимый для миелоидной дифференцировки, адипогенеза и функционирования печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	СЕВРА кроличья пАб
Примечания/алиасы	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1050
GeneID	12606
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-117 мышиного СЕВРА (NP_031704.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФН-обр, ИГХ-пар, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53566
Молекулярная масса белка	37 кДа/36 кДа/26 кДа/41 кДа
Доставка	Холодопак