


Антитела Кролика Против Себра (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, Elisa - P49715

Артикул: CM0016492



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого СЕВРА (C/EBP-alpha). Валидированы для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции факторов транскрипции в миелоидной дифференцировке, адипогенезе и гепатогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	СЕВРА кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CEBP; C/EBP-alpha; CEBPA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1050
ID гена	1050
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-180 человеческого СЕВРА (NP_004355.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49715
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом