

Моноклональное Антитело Anti-C/Ebpb Для Вестерн-Блоттинга - P17676

Артикул: CM0003794



введение

Кроличье моноклональное антитело против C/EBPB для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий ССААТ/энхансер-связывающий белок бета, фактор транскрипции, регулирующий иммунный и воспалительный ответ, адипогенез и дифференцировку клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C/EBPB Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; C/EBPB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1051
ID гена	1051
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 246-345 человеческого C/EBPB (P17676).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17676
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом