


Поликлональные Антитела Против Себре Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15744

Артикул: CM0029699



введение

Кроличы поликлональные антитела против СЕВРЕ, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий и мышиный СЕВРЕ (31 кДа), ядерный фактор транскрипции, критически важный для перехода промиелоцит-миелоцит при миелоидном дифференцировании.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы pAb против СЕВРЕ
Примечания/Псевдонимы	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-epsilon; c/EBP epsilon; СЕВРЕ
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1053
ID гена	1053
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого СЕВРЕ (NP_001796.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15744
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом