

Поликлональное Антитело Против Cebpg Для Вестерн-Блоттинга - P53567

Артикул: CM0029926

введение

Транскрипционный фактор CEBPG регулирует иммунные гены. Это поликлональное антитело кролика выявляет человеческий и мышиный CEBPG в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА, что позволяет изучать регуляцию генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CEBPG Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GRE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1054
GeneID	1054
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого CEBPG (NP_001797.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P53567
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом