

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Cecr5 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw7

Артикул: CM0003374

введение

Кроличья моноклональная антитело к CECR5, валидированная для приложений WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим CECR5 — широко экспрессируемым белком, содержащим гидролазный домен типа галогенгидрогеназы галогенных кислот. Идеально подходит для исследований синдрома кошачьего глаза и гидролаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CECR5 Кроличья мкАт
Примечания/Алиасы	CECR5
Вид	Человек
ID гена (человек)	27440
ID гена	27440
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 324-423 человеческого CECR5 (Q9BXW7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BXW7
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом