

Поликлональное Антитело Против Cel Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P19835

Артикул: CM0028476



введение

Кроличье поликлональное антитело против CEL, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает CEL в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения переваривания липидов и функции поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CEL
Примечания/Альтернативные названия	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1056
ID гена	1056
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-550 человеческого CEL (NP_001798.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19835
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом