

Поликлональное Антитело Против Cels2A Для Вб, Иф-П, Ифа — P08217

Артикул: CM0024407

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CELA2A (эластаза-2A). Валидировано для ВБ, ИФ-П и ИФА, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований диабета, инсулиновой сигнализации и метаболизма глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CELA2A кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	63036
GeneID	63036
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 80-150 человеческого CELA2A (NP_254275.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P08217
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет