


Поликлональное Антитело Против Cel/Липазы, Активируемой Желчными Солями, Для Wb И Elisa - P19835

Артикул: CM0015488



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CEL (липазы, активируемой желчными солями), подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышиным белком. Ключевой фермент, участвующий во всасывании пищевых липидов и метаболизме жирорастворимых витаминов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CEL Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1056
Идентификатор гена	1056
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-550 человеческого CEL (NP_001798.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P19835
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент