

Моноклональное Антитело Против Celf1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q92879

Артикул: CM0003926



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CELF1 (член семейства CUGBP Elav-подобных белков 1). Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CELF1
Примечания / Альтернативные названия	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10658
ID гена	10658
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка CELF1 (Q92879).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS-PROT	Q92879
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом