

Кроличья Поликлональная Антитела Против Celf1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92879

Артикул: CM0025945



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела против человеческого CELF1 (CUGBP1). Валидирована для WB, IHC-P, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения функций РНК-связывающих белков в регуляции альтернативного сплайсинга и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CELF1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10658
GeneID	10658
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-483 человеческого CELF1 (NP_941989.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92879
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом