


Поликлональные Антитела Против Self2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95319

Артикул: CM0029433



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CELF2, РНК-связывающего белка, регулирующего сплайсинг, стабильность мРНК и трансляцию. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), валидированы для исследовательского использования в биологии РНК и исследованиях неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CELF2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
Вид	Человек
GeneID	10659
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 422-521 человеческого CELF2 (NP_006552.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95319
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом