


Поликлональное Антитело К Celf5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8N6W0

Артикул: CM0020315



введение

Кроличье поликлональное антитело к CELF5, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Нацелено на регулятор сплайсинга РНК BRUNOL5; полезно для исследований мозга и сердца. – Q8N6W0

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к CELF5 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	60680
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-45 белка CELF5 человека (NP_001166144.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N6W0
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом