

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Cenexin1/Odf2 Для Wb, Elisa — Q5Bjf6

Артикул: CM0011105

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого Cenexin1/ODF2, валидированное для WB и ELISA. Направлено против каркасного белка наружных плотных волокон хвоста сперматозоидов и centrosomes с расчётной молекулярной массой 95 кДа. Идеально подходит для исследований сперматогенеза и centrosomes.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное МАТ кролика против Cenexin1 / ODF2
Примечания/синонимы	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
Вид	Человек
GenelD (человек)	4957
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 730-829 человеческого Cenexin1 / ODF2 (Q5BJF6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q5BJF6
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом