


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Сепра Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49450

Артикул: CM0020166



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CENPA (центромерный белок A), валидированные для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Используются в исследованиях идентичности центромер, сборки кинетохор и митотического прогресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CENPA кроличья поликлональная антитела
Примечания/псевдонимы	CenH3; CENP-A; CENPA
Вид реагируемости	Человек
ID гена (человек)	1058
ID гена	1058
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CENPA (NP_001800.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реагируемость	Человек
SWISS	P49450
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	С пакетом льда