

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cenpb Для Wb, Elisa — P07199

Артикул: CM0021240



введение

Поликлональное кроличье антитело против основного аутоантигена центромер человека В (CENPB). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований центромер и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CENPB
Примечания/синоним	CENPB
Вид	Человек
GeneID (человек)	1059
GeneID	1059
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500 — С-концевого участка человеческого CENPB (NP_001801.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P07199
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом