


Поликлональное Антитело Против Cenpc Для Вб И Ифа - Q03188

Артикул: CM0025660



введение

Поликлональное антитело к CENPC, валидированное для ВБ и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследования кинетохорной сборки, митотического прогресса и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CENPC кроличье поликлональное антитело
Примечания/псевдонимы	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
Вид	Человек
ID гена (человек)	1060
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого CENPC (NP_001803.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03188
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Хладоэлемент