


Моноклональное Антитело Кролика Против Cenpc Для Wb, If/Icc, Elisa — Q03188

Артикул: CM0012609



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CENPC (центромерный белок C, около 107 кДа). Валидировано для применения в WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с крысой. Идеально подходит для исследований кинетохора и центромер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАТ кролика к CENPC
Примечания/алиасы	MIF2; hcr-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1060
Идентификатор гена	1060
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-520 человеческого CENPC (Q03188)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q03188
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Пакет со льдом