

Поликлональное Антитело Anti-Cenpf Для Wb, Elisa - P49454

Артикул: CM0021860

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CENPF (центромерный белок F), валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Необходимо для функционирования кинетохора, сегрегации хромосом и прохождения клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CENPF
Примечания/синонимы	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
Вид	Человек
GeneID (человек)	1063
GeneID	1063
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1730-1890 человеческого CENPF (NP_057427.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49454
Молекулярная масса белка	358 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом