


Поликлональное Антитело Anti-Cenpk Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q9Bs16

Артикул: CM0025405



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-CENPK, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, с реактивностью к человеческому белку. Нацелено на центромерный белок K, ключевой компонент кинетохоры, необходимый для исследований сегрегации хромосом и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CENPK Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	P33; Solt; CENP-K; FKSG14; AF5alpha; CENPK
Вид	Человек
GeneID	64105
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BS16
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом