


Поликлональные Кроличьи Антитела К Сер44 Для Вб, Ифа — Q9C0F1

Артикул: CM0029557



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела к SERP44, валидированные для ВБ и ИФА, с перекрестной реактивностью к SERP44 человека и мыши. Идеально подходит для исследований биогенеза центросом и центриолей. Поставляется в хладоупаковке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERP44 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PS1TP3; KIAA1712; SERP44
Вид	Человек
ID гена (человек)	80817
ID гена	80817
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 SERP44 человека (NP_001035247.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9C0F1
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Хладоупаковка