

Поликлональное Антитело Против Сер57L1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iyx8

Артикул: CM0024983

введение

Кроличье поликлональное антитело против CEP57L1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Нацелено на центросомный белок, участвующий в прикреплении микротрубочек, идеально подходит для исследований клеточного деления и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против CEP57L1
Примечания/Альтернативные названия	сер57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	285753
ID гена	285753
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 белка CEP57L1 человека (NP_776191.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IYX8
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В пакете со льдом