

Поликлональное Антитело Против Сер68 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q76N32

Артикул: CM0024597

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка SER68, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследования когезии центросом, локализации CDK5RAP2 и формирования филаментов роотлетина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SER68 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	KIAA0582; SER68
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23177
GeneID	23177
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого белка SER68 (NP_001306030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q76N32
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом